



IABP Balloon Catheter

TOKAI 7Fr-Long

バルーンポンピング用カテーテル



株式会社
東海メディカルプロダクツ

IABP Balloon Catheter

TOKAI 7Fr-Long

承認番号 219005Z00018000
 販売名 TMP IABP/バルーンカテーテル
 保険請求分類 バルーンパンピング用
 バルーンカテーテル
 () 一般標準型

仕様

バルーン容量	35mL
バルーン全長	225mm
バルーン直径	14,5mm
カテーテル外径	7Fr
適応シース径	7Fr
適応ガイドワイヤー径	0,021inch
カテーテル有効長	850mm
製品番号	IB-0735WL
JANコード	4562382430821

梱包内容

本体トレー	バルーンカテーテル本体 ・ 一方栓 ・ シリンジ
付属品	7Fr7cm シースダイレータースセット (セルジンガー針・ガイドワイヤー含む) 0,021inch 240cm 3J 型親水性ガイドワイヤー 活栓付圧モニターチューブ (15cm&90cm) Datascope (MAQUET) 社製駆動装置専用延長チューブ ARROW・MERA・XEMEX 系駆動装置用延長チューブ (ARROW 用コネクター・MERA 用コネクター同梱) 注意：ARROW・MERA 系駆動装置で使用される場合は、同梱のコネクターを接続し、ご使用下さい。



改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。

製造販売業者

**株式会社
東海メディカルプロダクツ**

本社/〒496-0808 愛知県春日井市田楽町字更原敷1485番地
 お客様問合せ窓口：TEL.0566-54-7661 FAX.0566-87-0058
 代表：TEL.0566-81-7954 FAX.0566-81-7785
 URL: <http://www.tokaimedpro.co.jp>
 E-mail: info@tokaimedpro.co.jp

販売業者