局所への選択的な操作性能に加え造影・薬剤注入が可能



PC PENETRATION CATHETER


FCカテーテル

ガイドワイヤールーメンと薬剤投与ルーメンが分離しており、 選択的にドラッグデリバリーを行いつつガイドワイヤーの操作が行えます。

ガイドワイヤーを操作するためのback upとなるカテーテルです。

■仕様

製品番号	カテーテル 構造	シャフト程 (Fr)	最大 ガイドワイヤー怪	X線不透適 マーカー	水流量 (参考値)	薬剤送出孔	JAN⊐−۴
ST14W	Rapid Exchange	2.5/3.0	0.014"	2	0.25cc/sec (0.2MPa注入時)	4	4580137870746



斯克佛名

□販売名:狭窄旅通道用カテーテル □一般的名称:窓動製賞通用カテーテル □承部番号:21100BZZ00762000

□志度管理医療機器 JMDNコード/70295000 □保険医療材料請求分類 心臓手術用カテーテル 沿艦製練等態責進用カテーテル

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず適付支着をお読みくだかい。

製造販売業務

株式会社 東海メディカルプロダクツ

本社/T486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

@######□ TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058 rtm TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL http://www.tokaimedpro.co.jp/ E-reit info@tokaimedpro.co.jp