

Coronary

TC | THROMBECTOMY CATHETER

# FCカテーテルTB


局所への選択的な操作性に加え造影・薬剤注入が可能

ガイドワイヤルーメンと薬剤投与ルーメンが分離しており、  
選択的にドラッグデリバリーを行いつつガイドワイヤの操作が行えます。

ガイドワイヤを操作するためのback upとなるカテーテルです。

## ■仕様

製品番号	カテーテル構造	シャフト径 (Fr)	最大ガイドワイヤ径	X線不透過マーカー	水流量 (参考値)	薬剤送出孔	JANコード
ST14J	Rapid Exchange	2.5/3.0	0.014*	2	0.25cc/sec (0.2MPa注入時)	4	4580137870982



- 別名: 狭窄部通過用カテーテル
- 一般の名前: 中心導線系血管内チューブ及びカテーテル
- 再使用禁止

- 承認番号: 21100BZZ00762000
- 高度管理医療機器 JMDNコード: 70288000
- 保険医療材料請求分類: 血管内用カテーテル 経皮的血栓除去用

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代販 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail [info@tokaimedpro.co.jp](mailto:info@tokaimedpro.co.jp)

販売業者