


TMP PTAバルーンカテーテル

Sphere™ Cross

スフィア

クロス

TMP PTA Balloon Catheter



■ スフィアクロス/ストレートタイプ

商品コード	製品番号	バルーン直径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	最小シース (Fr)	カテーテル外径 (Fr)	カテーテル有効長 (mm)	最大ガイドワイヤー径 (1inch)	推奨拡張圧 (atm)	最大拡張圧 (atm)
043144000	40SL7A	4.0	4	4	4	75	0.018	13	18
043144500	45SL7A	4.5	4	4	4	75	0.018	13	18
043144000	50SL7A	5.0	4	4	4	75	0.018	13	18
043144500	55SL7A	5.5	4	4	4	75	0.018	13	18
043144000	60SL7A	6.0	4	4	4	75	0.018	13	18
043143000	30SL4A	3.0	4	4	4	40	0.018	13	18
043143500	35SL4A	3.5	4	4	4	40	0.018	13	18
043143000	40SL4A	4.0	4	4	4	40	0.018	13	18
043143500	45SL4A	4.5	4	4	4	40	0.018	13	18
043143000	50SL4A	5.0	4	4	4	40	0.018	13	18
043143500	55SL4A	5.5	4	4	4	40	0.018	13	18
043143000	60SL4A	6.0	4	4	4	40	0.018	13	18

■ スフィアクロス/カーブタイプ

商品コード	製品番号	バルーン直径 (mm)	バルーン有効長 (mm)	最小シース (Fr)	カテーテル外径 (Fr)	カテーテル有効長 (mm)	最大ガイドワイヤー径 (1inch)	推奨拡張圧 (atm)	最大拡張圧 (atm)
0431463000	30CL7A	3.0	4	4	4	75	0.018	13	18
0431463500	35CL7A	3.5	4	4	4	75	0.018	13	18
0431464000	40CL7A	4.0	4	4	4	75	0.018	13	18
0431464500	45CL7A	4.5	4	4	4	75	0.018	13	18
0431465000	50CL7A	5.0	4	4	4	75	0.018	13	18
0431465500	55CL7A	5.5	4	4	4	75	0.018	13	18
0431466000	60CL7A	6.0	4	4	4	75	0.018	13	18
0431453000	30CL4A	3.0	4	4	4	40	0.018	13	18
0431453500	35CL4A	3.5	4	4	4	40	0.018	13	18
0431454000	40CL4A	4.0	4	4	4	40	0.018	13	18
0431454500	45CL4A	4.5	4	4	4	40	0.018	13	18
0431455000	50CL4A	5.0	4	4	4	40	0.018	13	18
0431455500	55CL4A	5.5	4	4	4	40	0.018	13	18
0431456000	60CL4A	6.0	4	4	4	40	0.018	13	18

■ ストレートタイプ

推奨拡張圧 最大拡張圧

atm kPa	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	806	909	1010	1111	1212	1313	1414	1515	1616	1717	1818
3.0mm	2.63	2.87	2.90	2.93	2.97	3.00	3.03	3.06	3.09	3.11	3.13
3.5mm	3.34	3.38	3.42	3.45	3.47	3.50	3.52	3.54	3.56	3.58	3.59
4.0mm	3.81	3.85	3.88	3.93	3.97	4.00	4.03	4.05	4.07	4.10	4.12
4.5mm	4.17	4.24	4.31	4.38	4.44	4.50	4.55	4.59	4.62	4.66	4.69
5.0mm	4.74	4.81	4.88	4.91	4.95	5.00	5.03	5.06	5.09	5.11	5.13
5.5mm	5.19	5.27	5.34	5.40	5.45	5.50	5.54	5.57	5.61	5.64	5.67
6.0mm	5.65	5.74	5.82	5.89	5.95	6.00	6.04	6.08	6.11	6.15	6.18

単位: mm

■ カーブタイプ

推奨拡張圧 最大拡張圧

atm kPa	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	808	909	1010	1111	1212	1313	1414	1515	1616	1717	1818
3.0mm	2.62	2.85	2.89	2.94	2.97	3.00	3.04	3.07	3.09	3.12	3.14
3.5mm	3.33	3.36	3.41	3.44	3.47	3.50	3.54	3.55	3.59	3.61	3.63
4.0mm	3.77	3.83	3.88	3.91	3.95	4.00	4.03	4.06	4.09	4.11	4.14
4.5mm	4.28	4.30	4.35	4.41	4.46	4.50	4.56	4.59	4.61	4.63	4.66
5.0mm	4.77	4.83	4.89	4.93	4.97	5.00	5.03	5.06	5.09	5.12	5.13
5.5mm	5.13	5.22	5.31	5.38	5.44	5.50	5.55	5.59	5.62	5.65	5.67
6.0mm	5.63	5.72	5.80	5.90	5.95	6.00	6.04	6.10	6.14	6.18	6.21

単位: mm

- 医療機器製造販売承認番号 21108Z220050000
- 販売名 TAP PDM/Gレーンカテーテル
- 包装形態/材料構成/分岐 血管内中継用カテーテル PDM/Gレーンカテーテル
- 構造区分 一関節 伸縮型
- 一般名/名称 P/Gレーン拡張式血管形成用カテーテル
- 承認コード 17184014

販売業者

製造販売業者



株式会社
東海メディカルプロテック

〒460-0000 愛知県豊田市山崎町字東原1-105