


TMP 経皮経肝胆道拡張バルーンカテーテル

Specification



製品番号	バルーン直径 [mm]	バルーン有効長 [mm]	カテーテル外径 [mm/Fr.]	最大ガイドワイヤー径 [mm/inch]	バルーン拡張圧 [$\times 10^3$ kPa/atm]	最小シース [Fr.]	JANコード
PBB060L40	6.0	40	1.75/5.25	0.89/0.035	0.7/7	6	4562382432924
PBB080L40	8.0						4562382432931
PBB100L40	10.0						4562382432948

販売名: TMP 経皮経肝胆道拡張バルーンカテーテル

認証番号: 228AFBZX00007000

一般的名称: 胆管拡張用カテーテル

再使用禁止

保険医療材料請求分類: 192 経皮的胆道拡張用バルーンカテーテル

管理医療機器

JMDNコード: 70239000

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。

製造販売業者



〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷 1485 番地

お客様問合せ窓口: TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表: TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail info@tokaimedpro.co.jp