

SHD

SHD | BALLOON CATHETER

TMP **BAV**

ストレスフリーなカテーテル操作を求めて

- 7Frシャフト採用によるロープロファイル化と耐圧性能を両立
- バルーンデザインによりデフレーション性能を向上


■仕様

製品番号	バルーン直径 (mm)	推奨拡張圧 (×10 ³ kPa/atm)	最大拡張圧 (×10 ³ kPa/atm)	JANコード	バルーン有効長 (mm)	カテーテル外径 (mm/Fr)	最大ガイドワイヤー径 (mm/inch)	最小シース (Fr)
PV180L35	18	253/2.5	304/3.0	4562382436502	35	2.23/6.7	0.89/0.035	8
PV200L35	20	203/2.0	253/2.5	4562382436519				

■バルーンコンプライアンス

バルーンサイズ	拡張圧[atm]						
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
18mm	15.36	16.29	17.22	17.97	18.57	19.00	19.43
20mm	17.39	18.62	19.82	20.58	21.20	21.73	22.26

■ 推奨拡張圧 ■ 最大拡張圧



- 販売名: TMP BAV バルーンカテーテル
- 一般名称: バルーン拡張式弁形形成術用カテーテル
- 再使用禁止
- 承認番号: 22800BZX00315000
- 高度管理医療機器 JMDNコード: 17453000
- 保険医療材料請求分類: 弁拡張用カテーテル

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者