

MC MICRO CATHETER



仕様

	カテーテル外径 ディスタル/プロキシマル(Fr.)	内径 ディスタル/プロキシマル(inch)	最大ガイド ワイヤー径 (inch)	適合最小ガイド カテーテル内径 (inch)	先端形状
MARVEL S 1.3	1.3/1.8	0.011/0.0155	0.010	0.027	ストレート
MARVEL S	1.6/1.8	0.0155	0.014	0.027	ストレート
MARVEL Non Taper	1.9	0.017	0.014	0.027	ストレート
Carnelian HF-S	2.6/2.8	0.027	0.025	0.041	ストレート

	製品番号	カテーテル 有効長 (cm)	カテーテル 全長 (cm)	コーティング長 (cm)	最大耐圧 (psi)*	マーカ数	Dead Space Volume (mL)	JANコード
MARVEL S 1.3	MXNK155	155	162	110	300	1	0.31	4562382435987
MARVEL S	MXNS155X	155	162	110	600	1	0.32	4562382433013
	MXNS155X2	155	162	110	600	2	0.32	4562382439831
	MXNS160X2	160	167	110	600	2	0.32	4562382434652
MARVEL Non Taper	MXN135X	135	142	80	600	1	0.32	4562382434522
	MXN155X	155	162	110	600	1	0.35	4562382432986
	MXN155X2	155	162	110	600	2	0.35	4562382439824
	MXN160X2	160	167	110	600	2	0.35	4562382434515
Carnelian HF-S	MCHA125	125	132	60	1000	1	0.61	4562382433990
	MCHA135	135	142	60	1000	1	0.64	4562382434478

*先端開放系における耐圧となります。

MARVEL S 1.3

- 販売名:TMPマイクロカテーテルIII
- 一般的名称:中心循環系マイクロカテーテル
- 再使用禁止
- 承認番号:22700BZX00090000
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスIV
- 保険請求分類:血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)

MARVEL S

- 販売名:TMPマイクロカテーテルIII
- 一般的名称:中心循環系マイクロカテーテル
- 再使用禁止
- 承認番号:22700BZX00090000
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスIV
- 保険請求分類(1マーカ):血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)
- 保険請求分類(2マーカ):血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/デタッチャブルコイル用(マイクロカテ・Oコイル)

MARVEL Non Taper

- 販売名:TMPマイクロカテーテル
- 一般的名称:中心循環系マイクロカテーテル
- 再使用禁止
- 承認番号:21600BZZ00094000
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスIV
- 保険請求分類(1マーカ):血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)
- 保険請求分類(2マーカ):血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/デタッチャブルコイル用(マイクロカテ・Oコイル)

Carnelian HF-S

- 販売名:TMPマイクロカテーテル
- 一般的名称:中心循環系マイクロカテーテル
- 再使用禁止
- 承認番号:21600BZZ00094000
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスIV
- 特定保険医療材料請求分類:血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/造影能強化型

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者
 **株式会社 東海メディカルプロダクツ**
 本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地
 お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
 URL http://www.tokaimedpro.co.jp/
 E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者

IVR

micro catheter x MICRO CATHETER

MC MICRO CATHETER



MARVEL S 1.3 MARVEL S Non Taper



Carnelian[®] MARVEL

MARVEL S 1.3 MARVEL S Non Taper

Co-axial Microcatheter System

Carnelian HF-SとMARVELseriesを組み合わせることで従来のマイクロカテーテルでは到達困難なより末梢血管の選択が可能となります



Characteristic

Carnelian MARVEL S 1.3 1.3Fr/1.8Fr


- MARVELシリーズで最も細径である先端1.3Fを実現
- よりトーチアスな血管へのアプローチが可能

Carnelian MARVEL S 1.6Fr/1.8Fr

- MARVEL Non Taperを先端1.6Fr、シャフト1.8Frにロープロファイル化
- 内腔0.0155inch


Carnelian MARVEL Non Taper 1.9Fr/1.9Fr

- MARVELシリーズのスタンダードタイプ
- 多様な併用塞栓物質に対応可能な内腔0.017inch



Carnelian HF-S 2.6Fr/2.8Fr

- 10段階のトランジション構造により高いトラッカビリティとプッシュビリティを実現
- ステンレスプレート採用によりインナーカテーテルの視認性を確保
- 内腔0.027inch



Carnelian[®] HF-S