

Coronary

局所への選択的な操作性に加え造影・薬剤注入が可能


TC | THROMBECTOMY CATHETER  
FCカテーテルTB

ガイドワイヤルーメンと薬剤投与ルーメンが分離しており、  
 選択的にドラッグデリバリーを行いつつガイドワイヤの操作が行えます。

ガイドワイヤを操作するためのback upとなるカテーテルです。

## ■仕様

製品番号	カテーテル構造	シャフト径 (Fr)	最大ガイドワイヤ径	X線不透過マーカー	水流量 (参考値)	薬剤送出口	JANコード
ST14J	Rapid Exchange	2.5 / 3.0	0.014"	2	0.25cc/sec (0.2MPa注入時)	4	4580137870982



- 販売名: 狭窄部通過用カテーテル
  - 一般名称: 中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル
  - 再使用禁止
  - 承認番号: 21100BZZ00762000
  - 高度管理医療機器 JMDNコード: 70288000
  - 保険医療材料請求分類: 血栓除去用カテーテル 経皮的血栓除去用
- 改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail [info@tokaimedpro.co.jp](mailto:info@tokaimedpro.co.jp)

販売業者