

Coronary

PC | PENETRATION CATHETER

FCカテーテル

局所への選択的な操作性に加え造影・薬剤注入が可能

PC | PENETRATION CATHETER


FCカテーテル

ガイドワイヤルーメンと薬剤投与ルーメンが分離しており、
選択的にドラッグデリバリーを行いつつガイドワイヤの操作が行えます。

ガイドワイヤを操作するためのback upとなるカテーテルです。

■仕様

製品番号	カテーテル構造	シャフト径 (Fr)	最大ガイドワイヤ径	X線不透過マーカー	水流量 (参考値)	薬剤送出口	JANコード
ST14W	Rapid Exchange	2.5/3.0	0.014"	2	0.25cc/sec (0.2MPa注入時)	4	4580137870746



- 販売名:狭窄部通過用カテーテル
- 一般的名称:冠動脈貫通用カテーテル
- 再使用禁止

- 承認番号:21100BZZ00762000
- 高度管理医療機器 JMDNコード:70295000
- 保険医療材料請求分類:心臓手術用カテーテル 冠動脈狭窄部貫通用カテーテル

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者