

Coronary

ED | EXCHANGE DEVICE

Victoria®

デバイスのスムーズエクスチェンジへ


ガイディングカテーテル内でのデバイスの絡まりを抑えたバルーン設計  
 最適化された先端部の硬度  
 6Frから8Frガイディングカテーテルまで対応

■仕様


| 製品番号       | カテーテル寸法     |             |             |             | JANコード        |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|            | 有効長<br>(cm) | 外径          |             |             |               |
|            |             | 先端部<br>(Fr) | 中間部<br>(Fr) | 後端部<br>(Fr) |               |
| ED2410-117 | 117         | 2           | 1.6         | 2           | 4562382438001 |
| ED2410-107 | 107         |             |             |             | 4562382438018 |


| 適合GC        | バルーン        |                 | 拡張圧         |              |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| サイズ<br>(Fr) | 有効長<br>(mm) | 外径<br>(mm)      | NP<br>(atm) | RBP<br>(atm) |
| 6、7、8       | 10          | 2.4 [NP(推奨拡張圧)] | 8           | 14           |

カテーテル有効長107cm



カテーテル有効長117cm





バルーン内部にチップが延長しているHOVer-link tip構造  
コアワイヤーのdistal部分を保護し、繰り返し使用しても「へたりにくい」

- 販売名:Victoria® エクスチェンジデバイス
- 一般的名称:冠動脈カテーテル交換用カテーテル、肺動脈カテーテル交換用カテーテル
- 再使用禁止
- 承認番号:30300BZX00045000
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスIV
- 保険請求分類:133 血管内手術用カテーテル(18) 交換用カテーテル

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail [info@tokaimedpro.co.jp](mailto:info@tokaimedpro.co.jp)

販売業者