

TMP マイクロカテーテル 取扱説明書 No. 1

【試験条件】

2018 年 8 月 (第 5 版)

装置：メドラッドマーク V プロビス (メドラッド社)

造影剤温度：37°C

リニアライズ：0.3sec. 設定注入量：10mL

※参考値

製品名	有効長 (cm)	造影剤名称	設定注入 速度 (mL/sec.)	Flow Rate (mL/sec.)			Dead space Volume (mL)
				600psi	750psi	900psi	
Carnelian MARVEL 2.0 (2.0/2.4Fr.)	110	イオパミロン 370	3.0	0.9	1.3	1.6	0.38
		イオパミロン 300		1.8	2.1	2.4	
	135	イオパミロン 370		0.7	1.0	1.2	0.44
		イオパミロン 300		1.5	1.8	2.2	
	150	イオパミロン 370		0.6	0.8	1.0	0.48
		イオパミロン 300		1.3	1.7	2.0	
Carnelian MARVEL 1.8 (1.8/2.4Fr.)	110	イオパミロン 370	3.0	0.9	1.2	1.5	0.38
		イオパミロン 300		1.8	2.1	2.5	
	135	イオパミロン 370		0.7	1.0	1.3	0.44
		イオパミロン 300		1.5	1.9	2.3	
	150	イオパミロン 370		0.6	0.8	1.1	0.48
		イオパミロン 300		1.4	1.8	2.1	
Carnelian MARVEL 2.2 (2.2/2.4Fr.)	110	イオパミロン 370	6.0	1.4	1.7	2.3	0.39
		イオパミロン 300		2.1	2.6	3.2	
	135	イオパミロン 370		0.8	1.1	1.4	0.45
		イオパミロン 300		1.8	2.3	2.7	
	150	イオパミロン 370		0.7	0.9	1.2	0.48
		イオパミロン 300		1.6	1.9	2.4	
Carnelian ER (2.2/2.9Fr.)	110	イオパミロン 370	6.0	2.1	2.6	3.2	0.53
		イオパミロン 300		3.5	4.2	4.8	
	135	イオパミロン 370		1.8	2.3	2.9	0.63
		イオパミロン 300		3.2	3.8	4.4	
	150	イオパミロン 370		1.6	2.1	2.7	0.68
		イオパミロン 300		2.9	3.6	4.1	
Carnelian HF (2.7/2.9Fr.)	105	イオパミロン 370	6.0	2.8	3.5	4.2	0.53
		イオパミロン 300		4.3	5.0	5.5	
	125	イオパミロン 370		2.5	3.1	3.8	0.61
		イオパミロン 300		3.9	4.6	5.2	

販売名：TMP マイクロカテーテル

承認番号：21600BZZ00094000

製造販売業者：株式会社東海メディカルプロダクツ

TMP マイクロカテーテル 取扱説明書 No. 2

【試験条件】

装置：メドラッドマークV プロビス（メドラッド社）

造影剤温度：37°C

リニアライズ：0.3sec. 設定注入量：10mL

※参考値

製品名	有効長 (cm)	造影剤名称	設定注入 速度 (mL/sec.)	Flow Rate (mL/sec.)			Dead space Volume (mL)
				600psi	800psi	1000psi	
Carmelian PIXIE ER (1.8/2.7Fr.)	110	イオパミロン 370	6.0	1.3	1.9	2.5	0.41
		イオパミロン 300		2.4	3.2	4.1	
	135	イオパミロン 370		1.1	1.6	2.2	0.48
		イオパミロン 300		2.2	2.9	3.8	
	150	イオパミロン 370		0.9	1.4	1.9	0.52
		イオパミロン 300		1.9	2.6	3.7	
Carmelian SI (1.9/2.8Fr.)	110	イオパミロン 370	6.0	0.9	1.2	1.7	0.37
		イオパミロン 300		1.7	2.3	3.1	
	125	イオパミロン 370		0.7	1.1	1.5	0.40
		イオパミロン 300		1.6	2.2	2.8	
	130	イオパミロン 370		0.7	1.1	1.5	0.42
		イオパミロン 300		1.4	2.0	2.7	
	135	イオパミロン 370		0.7	1.0	1.4	0.43
		イオパミロン 300		1.4	2.0	2.7	
	150	イオパミロン 370		0.6	0.9	1.3	0.46
		イオパミロン 300		1.3	1.7	2.3	
Carmelian SI 3 (1.9/2.4Fr.)	110	イオパミロン 370	6.0	0.9	1.3	1.7	0.37
		イオパミロン 300		1.7	2.3	3.0	
	135	イオパミロン 370		0.7	1.0	1.4	0.43
		イオパミロン 300		1.3	1.9	2.5	
	150	イオパミロン 370		0.6	0.9	1.2	0.46
		イオパミロン 300		1.2	1.7	2.3	
Carmelian Plus (1.9/2.8Fr.)	110	イオパミロン 370	6.0	2.0	2.7	3.6	0.51
		イオパミロン 300		3.2	4.0	4.9	
	135	イオパミロン 370		1.7	2.5	3.2	0.59
		イオパミロン 300		2.9	3.8	4.7	
Carmelian PIXIE LP (1.7/2.8Fr.)	110	イオパミロン 370	6.0	1.4	2.0	2.6	0.41
		イオパミロン 300		2.4	3.3	4.1	
	135	イオパミロン 370		1.1	1.6	2.2	0.48
		イオパミロン 300		2.2	3.0	3.8	
Carmelian HF-S (2.6/2.8Fr.)	125	イオパミロン 370	6.0	2.3	3.1	3.9	0.61
		イオパミロン 300		3.6	4.6	5.3	
	135	イオパミロン 370		2.1	2.8	3.7	0.64
		イオパミロン 300		3.4	4.2	5.2	
Carmelian HF (2.8/2.9Fr.)	135	イオパミロン 370	6.0	2.2	3.0	3.8	0.67
		イオパミロン 300		3.4	4.3	5.2	
Carmelian MARVEL Non Taper (1.9/1.9Fr.)	135	イオパミロン 370	0.53	0.28	※最大耐圧 600psi		0.32
		イオパミロン 300		0.59			
	155	イオパミロン 370		0.24			0.35
		イオパミロン 300		0.47			
2 Markers	160	イオパミロン 370	0.23	0.35			
		イオパミロン 300	0.45				

販売名：TMP マイクロカテーテル

承認番号：21600BZZ00094000

製造販売業者：株式会社東海メディカルプロダクツ