

IVR

可能性を拡げる

3つのカテーテルの組み合わせ

MC | MICRO CATHETER

# Carnelian<sup>®</sup> MARVEL

MARVEL S 1.3

MARVEL S

Non Taper

## Triaxial System

## Triaxial system対応マイクロカテーテル


0.027inch内腔親カテーテルに対応

手技に応じて薬剤注入性と末梢到達性を最適化できる 3種類のプロファイル  
 シャフトの細径化に対応し タングステンブレード採用による視認性向上

### 仕様

	カテーテル外径 ディスタル/プロキシマル (Fr.)	内径 ディスタル/プロキシマル (inch)	最大ガイド ワイヤー径 (inch)	適合最小ガイディング カテーテル内径 (inch)	先端形状
MARVEL S 1.3	1.3/1.8	0.011/0.0155	0.010	0.027	ストレート
MARVEL S	1.6/1.8	0.0155	0.014	0.027	ストレート
MARVEL Non Taper	1.9	0.017	0.014	0.027	ストレート

	製品番号	カテーテル 有効長 (cm)	カテーテル 全長 (cm)	コーティング長 (cm)	最大耐圧 (psi)*	マーカ―数	Dead Space Volume (mL)	JANコード
MARVEL S 1.3	MXNK155	155	162	110	300	1	0.31	4562382435987
MARVEL S	MXNS155X	155	162	110	600	1	0.32	4562382433013
	MXNS155X2	155	162	110	600	2	0.32	4562382439831
	MXNS160X2	160	167	110	600	2	0.32	4562382434652
MARVEL Non Taper	MXN135X	135	142	80	600	1	0.32	4562382434522
	MXN155X	155	162	110	600	1	0.35	4562382432986
	MXN155X2	155	162	110	600	2	0.35	4562382439824
	MXN160X2	160	167	110	600	2	0.35	4562382434515



#### MARVEL S 1.3

- 販売名: TMPマイクロカテーテルⅢ
- 承認番号: 22700BZX00090000
- 一般的名称: 中心循環系マイクロカテーテル
- クラス分類: 高度管理医療機器 クラスⅣ
- 再使用禁止
- 保険請求分類: 血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)

#### MARVEL S

- 販売名: TMPマイクロカテーテルⅢ
- 承認番号: 22700BZX00090000
- 一般的名称: 中心循環系マイクロカテーテル
- クラス分類: 高度管理医療機器 クラスⅣ
- 再使用禁止
- 保険請求分類 (1マーカ―): 血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)
- 保険請求分類 (2マーカ―): 血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/デタッチャブルコイル用(マイクロカテ・Oコイル)

#### MARVEL Non Taper

- 販売名: TMPマイクロカテーテル
- 承認番号: 21600BZZ00094000
- 一般的名称: 中心循環系マイクロカテーテル
- クラス分類: 高度管理医療機器 クラスⅣ
- 再使用禁止
- 保険請求分類 (1マーカ―): 血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり(マイクロカテ・OSB)
- 保険請求分類 (2マーカ―): 血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/デタッチャブルコイル用(マイクロカテ・Oコイル)

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



**株式会社  
東海メディカルプロダクツ**

本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail [info@tokaimedpro.co.jp](mailto:info@tokaimedpro.co.jp)

販売業者