

IVR

サイズダウンニーズに応える

3Frシステム対応マイクロカテーテル

MC | MICRO CATHETER

Carnelian[®] MARVEL

Selective

Standard

Flow


更なる低侵襲手技のための 3Frシステム対応マイクロカテーテル

手技に応じて薬剤注入性と末梢到達性を最適化できる 3種類のプロファイル
ダウンサイズに対応し タングステンブレード採用によるシャフト視認性向上

仕様

	ディスタル 外径 (Fr) / 内径 (inch)	プロキシマル 外径 (Fr) / 内径 (inch)	適合最小ガイドング カテーテル内径 (inch)	適合最大ガイド ワイヤ径 (inch)	マーカーク数	最大耐圧 (psi)
Selective	1.8 / 0.017	2.4 / 0.021	0.032	0.016	1	1000
Standard	2.0 / 0.019	2.4 / 0.021	0.032	0.016	1	1000
Flow	2.2 / 0.020	2.4 / 0.021	0.032	0.018	1	1000

	製品番号	有効長 (cm)	全長 (cm)	コーティング長 (cm)	先端形状	Dead Space Volume (mL)	JANコード
Selective	MXS110S	110	117	60	ストレート	0.38	4580137870531
	MXS135S	135	142	60	ストレート	0.44	4580137870616
Standard	MX110S	110	117	60	ストレート	0.38	4580137872702
	MX135C	135	142	80	ストレート	0.44	4580137878803
Flow	MXH110S	110	117	60	ストレート	0.39	4580137870876
	MXH135S	135	142	60	ストレート	0.45	4580137870951



- 販売名: TMPマイクロカテーテル
- 承認番号: 21600BZZ00094000
- 一般的名称: 中心循環系マイクロカテーテル
- 高度管理医療機器 クラスIV
- 再使用禁止
- 保険請求分類: 血管造影用マイクロカテーテル / オーバーザワイヤー / 選択的アプローチ型 / ブレードあり (マイクロカテ-OSB)

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者