


Basket Suction

DOBONTM




特徴

- ・ **自重**により **ドボン**と入れれば吸引可能です。
- ・ **再使用可能**です。
※ドボン用チューブ（TCT-SCA）は単回使用です。
- ・ 吸引部には曲面溝加工を施しています。
- ・ 分解できるため、内部の洗浄が容易です。



分解により内部洗浄が容易

注意：吸引チューブとの組み合わせイメージ図です。
専用吸引チューブとして、
別途販売のドボン用チューブをご利用下さい。



※MICSにおける使用例です。

使用上の注意

ご使用直前に確実にネジが締まっていることをご確認下さい。
チューブが確実に根本まで被っていることを確認ください。
本品のチューブ接続部に適合しないチューブは、本品が脱落する可能性があるため使用しないで下さい。

品名	届出番号 製品番号	仕様	包装単位
ドボン	23B1X00012000002 DBN-RM	ステンレス製 11.5g チューブ接続部径 5.0mm	1ヶ/ケース
ドボン用 チューブ	23B1X00012000006 TCT-SCA	チューブ内径 4.0mm(有効長40cm) コネクタ接続径 1/4(3/16)インチ	10本/ケース

ドボン

一般的名称：再使用可能な汎用吸引チップ
一般医療機器 未滅菌品（使用前に滅菌）

ドボン用チューブ

一般的名称：カテーテルコネクタ
一般医療機器 単回使用（EOG滅菌済）

※ドボン及びドボン用チューブは、特定保険医療材料には該当しません。（償還価格は設定されていません。）

※改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。

製造販売業者

株式会社 東海メディカルプロダクツ

本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問い合わせ窓口

TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表

TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785