

IVR

併用塞栓物質の選択肢を広げるセレクトタイプなマイクロカテーテル

MC | MICRO CATHETER


Carmeliani[®] *Straight Sinner*

■仕様

製品番号	有効長 (cm)	全長 (cm)	コーティング長 (cm)	Dead Space Volume (mL)	先端形状	マーカー数	JANコード
MCC110S	110	117	60	0.37	ストレート	1	4562382431163
MCC110M	110	117	60	0.37	ミニ45°アングル	1	4562382431170
MCC110W	110	117	60	0.37	ダブルアングル	1	4562382431187
MCC125S	125	132	60	0.40	ストレート	1	4562382431422
MCC135S	135	142	60	0.43	ストレート	1	4562382431194
MCC135M	135	142	60	0.43	ミニ45°アングル	1	4562382431200
MCC135W	135	142	60 </td <td>0.43</td> <td>ダブルアングル</td> <td>1</td> <td>4562382431217</td>	0.43	ダブルアングル	1	4562382431217
MCC150	150	157	110	0.46	ストレート	1	4562382431224
MCCW130	130	137	60	0.42	ストレート	2	4562382435321
MCCW150	150	157	110	0.46	ストレート	2	4562382434263

■共通仕様

先端柔軟部長 (cm)	ディスタル 外径 (Fr) / 内径 (inch)	プロキシマル 外径 (Fr) / 内径 (inch)	適合最小ガイドリング カテーテル内径 (inch)	適合最大 ガイドワイヤー径 (inch)	最大耐圧 (psi)
20	1.9 / 0.021	2.8 / 0.021	0.041	0.018	1,000



■フローレート

有効長	110		125		130		135		150	
造影剤名称 イオハミロン	ヨード含有量 (mg/mL) 300 370		ヨード含有量 (mg/mL) 300 370		ヨード含有量 (mg/mL) 300 370		ヨード含有量 (mg/mL) 300 370		ヨード含有量 (mg/mL) 300 370	
600psi / (mL/sec)	1.7	0.9	1.6	0.7	1.4	0.7	1.4	0.7	1.3	0.6
800psi / (mL/sec)	2.3	1.2	2.2	1.1	2.0	1.1	2.0	1.0	1.7	0.9
1000psi / (mL/sec)	3.1	1.7	2.8	1.5	2.7	1.5	2.7	1.4	2.3	1.3

※試験条件 使用装置:モドラッドマークVプロビス / 造影剤温度:37°C / リニアライズ:0.3sec
 実際の使用においては、諸条件により流用が異なる場合があります

- 販売名:TMPマイクロカテーテル
 - 承認番号:21600BZZ00094000
 - 一般的名称:中心循環系マイクロカテーテル
 - 高度管理医療機器 クラスIV
 - 再利用禁止
 - 保険請求分類:マイクロカテ・OSB(MCCW除く)、デタッチャブルコイル用(MCCW)
- 改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者
株式会社 東海メディカルプロダクツ
 本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地
 お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
 URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
 E-mail info@tokaimedpro.co.jp

製造販売業者