

Neuro

YC | Y-CONNECTOR

iConnect[®]

より良い手技をインテリジェンスにサポート




コンセプト

全長62mm。
 サイドポートからのカテーテル等の挿入を行い易くしつつ、デバイスの挿入口からの全長をコンパクトに設計。



軟質パッドを内蔵

サイドポートからのカテーテル等の挿入を行い易くするため、サイドブランチ内部に軟質パッドを内蔵しました。



製品番号	全長	ID	最大耐圧	JANコード	入り数
YJ01	62mm	2.85mm(適応デバイス径:2.44mm(0.096inch)以下)	400PSI	14580737310236	5

販売名:TMP YコネクターⅢ
一般的名称:バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ
再使用禁止

認証番号:305AFBZX00035000
管理医療機器

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者