

Neuro

MC | MICRO CATHETER

GREACH[®]

治療領域をより深く、より広く




**末梢領域の
コイル塞栓をサポート**

- DAC併用を想定した長い有効長
- 多彩な先端形状ラインナップ
- 内腔0.0165inchストレート仕様で14タイプまでの塞栓コイル使用可能

豊富な先端形状ラインナップ

塞栓術の活躍シーンに合わせた形状選択が可能に



■仕様


製品番号	先端形状	JANコード
MSP157	ストレート	4562382437578
MSP157M	45-6 アングル	4562382437585
MSP157F	90-2 アングル	4562382437592

製品番号	先端形状	JANコード
MSP157G	90-5 アングル	4562382437608
MSP157H	90-7 アングル	4562382437615
MSP157K	S アングル	4562382437639

■共通仕様

有効長 (cm)	全長 (cm)	コーティング長 (cm)	Dead Space Volume (mL)	マーカ―数
157	165	110	0.33	2

外径(Fr) ディスタル／プロキシマル	内径 (inch)	適合最小ガイディング カテーテル 内径 (inch)	適合最大ガイド ワイヤ径 (inch)	最大耐圧 (psi)
1.7／2.4	0.0165	0.038	0.014	300



- 販売名:TMPマイクロカテーテルVI
 - 承認番号:30200BZX00170000
 - 一般的名称:中心循環系マイクロカテーテル
 - クラス分類:高度管理医療機器 クラスIV
 - 再使用禁止
 - 保険請求分類:010 血管造影用マイクロカテーテル (1)オーバーザワイヤー (3)デタッチャブルコイル用(マイクロカテ・0コイル)
- 改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者