

Neuro

MC | MICRO CATHETER

Guidepost[®]

目指せその先へ、末梢領域への道しるべ



細径かつ広内腔のSlender Distal Access Catheter

マイクロカテーテルの末梢到達性をサポート
 広内腔デザインにより挿通可能デバイスの選択性を拡大
 外径 3.2/3.4FrのSlender仕様

■仕様

製品番号	カテーテル有効長 (cm)	カテーテル全長 (cm)	コーティング長 (cm)	最大耐圧 (psi)*	JANコード
MCHD120	120	130	80	300	4562382438032
MCHD130	130	140			4562382438049

カテーテル外径 ディスタル/プロキシマル (Fr. [mm])	内径 ディスタル/プロキシマル (inch. [mm])	最大ガイドワイヤ径 (inch)	適合最小ガイドディング カテーテル内径 (inch)
3.2 / 3.4 [1.08 / 1.14]	0.035 / 0.039 [0.89 / 0.99]	0.025	0.048

*先端開放系における耐圧となります。



- 販売名:TMPマイクロカテーテルV
- 承認番号:30300BZX00051000
- 一般的名称:中心循環系マイクロカテーテル
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスIV
- 中心循環系ガイド用血管内カテーテル
- 保険請求分類:血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/造影能強化型
- 再使用禁止

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用するには、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者