


Peripheral

Prominent STIFF PC


Penetration Catheter

プロマ
ネント
シリ
ーズ
異色
の
ステ
イツ
フ
タイ
プ



Push & Support特化型設計


- 弾性コイル搭載の硬質シャフトは曲がり癖がつきにくく、プッシュビリティを維持
- 1.35Fr硬質樹脂チップにより、病変へスムーズにエントリー
- 有効長40cm~135cmをラインナップし、様々なシチュエーションに対応



仕様

カタログ番号	有効長 (cm)	コーティング長 (cm)	JANコード
PCSF040	40	20	4580737310529
PCSF060	60	30	4580737310512
PCSF090	90	30	4580737310505
PCSF110	110	45	4580737310499
PCSF135	135	60	4580737310482

チップエントリー 外径(Fr)/内径(inch)	ディスタル 外径(Fr)/内径(inch)	プロキシマル 外径(Fr)/内径(inch)	適合最小ガイディング カテーテル内径(inch)	適合最大 ガイドワイヤ径(inch)	最大耐圧 (先端開放時) (psi)
1.35/0.016	2.6/0.017	2.6/0.017	0.038	0.014	300



- 販売名:TMPサポートカテーテルV
- 一般的な名称:中心循環系マイクロカテーテル
血管狭窄部貫通用カテーテル

- 承認番号:30500BZX00149000
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスⅣ
- 再使用禁止

※回転操作を想定した設計をしておりません。
ステント内の操作、及び狭窄部を貫通させる際など、
操作中に抵抗を感じた場合は回転操作を行わないでください。

保険請求分類:狭窄部貫通用カテーテル

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず電子添文をお読みください。

製造販売業者



株式会社
東海メディカルプロダクツ

本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者