

# 価格表

製品名:TMP マイクロカテーテルVI

GREACH®

【保険償還価格(希望納入価格) ¥49,700】

2024年6月1日~2026年3月31日

製品番号	仕様	JANコード
MSP157	有効長 157cm / 1.7Fr/2.4Fr / ストレート	4562382437578
MSP157M	有効長 157cm / 1.7Fr/2.4Fr / 45-6 アングル	4562382437585
MSP157F	有効長 157cm / 1.7Fr/2.4Fr / 90-2 アングル	4562382437592
MSP157G	有効長 157cm / 1.7Fr/2.4Fr / 90-5 アングル	4562382437608
MSP157H	有効長 157cm / 1.7Fr/2.4Fr / 90-7 アングル	4562382437615
MSP157K	有効長 157cm / 1.7Fr/2.4Fr / S アングル	4562382437639

販売名 TMP マイクロカテーテルVI

承認番号 30200BZX00170000

一般的名称 中心循環系マイクロカテーテル

保険医療材料請求分類

血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/デタッチャブルコイル用(マイクロカテ・O コイル)

高度管理医療機器 クラスIV 再使用禁止

JMDNコード 70296004

※改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

※本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。

株式会社 東海メディカルプロダクツ

〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷 1485 番地

TEL 0568-54-7661 / FAX 0568-87-0058

TMP-2006413-05