



Victoria エクスチェンジデバイス

価格表

製品名：Victoria

【保険償還価格(希望納入価格) ¥18,100】

2024年6月1日～2026年3月31日

| カタログ No | 仕様 | JANコード |
|------------|-----------------------------|---------------|
| ED2410-117 | カテーテル有効長 117 cmバルーン外径 2.4mm | 4562382438001 |
| ED2410-107 | カテーテル有効長 107 cmバルーン外径 2.4mm | 4562382438018 |

販売名 Victoria エクスチェンジデバイス

承認番号 30300BZX00045000

一般的名称 冠動脈カテーテル交換用カテーテル、肺動脈カテーテル交換用カテーテル

保険医療材料請求分類 血管内手術用カテーテル/交換用カテーテル

高度管理医療機器 クラスIV 再使用禁止

JMDNコード 17846124、17846134

※改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

※本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。

株式会社 東海メディカルプロダクツ

〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷 1485 番地

TEL 0568-54-7661 / FAX 0568-87-0058

TMP-2102432-04