


Coronary

ベーシックからテクニカルまでサポートする細径マイクロカテーテル




MC | MICRO CATHETER

Prominent Re:ACT[®] PRO



Prominent Re:ACT PROが拓く新しい可能性と選択肢

1st ChoiceからRe-Actionが必要な症例まで対応できるMicro Catheter
先端細径部10cmは1.6Fr径サイズ




※1,2,3 当社試験条件にて比較

仕様

製品番号	有効長 (cm)	全長 (cm)	コーティング長 (cm)	先端細径部長 (cm)	JANコード
MCPR135X	135	142	100	10	4580737310598
MCPR150X	150	157	120	10	4580737310604

ディスタル 外径 (Fr) / 内径 (inch)	プロキシマル 外径 (Fr) / 内径 (inch)	適合最小ガイド カテーテル内径 (inch)	適合最大ガイド ワイヤ径 (inch)
1.6 / 0.0155	2.6 / 0.021	0.035	0.014



- 販売名:TMPマイクロカテーテルII
- 承認番号:22700BZX00022000
- 一般的名称:中心循環系マイクロカテーテル
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスIV
- 再使用禁止
- 保険請求分類:血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

- お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
- 代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
- URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>
- E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者