

Aorta

AORTA BALLOON CATHETER

Lock Balloon Catheter

Honesty^{RP}
TMP Lock Balloon Catheter

Lock Balloon Catheter

■製品仕様

製品番号	カテーテル有効長 (cm)	カテーテル外径 (Fr.)	最大ガイドワイヤ径 (inch)	最小適合シース径* (Fr.)	抜去可能シース径 (Fr.)
OCB-03B	35	9	0.035	12	18

Honesty^{RP}
TMP Lock Balloon Catheter

■製品仕様

製品番号	カテーテル有効長 (cm)	カテーテル外径 (Fr.)	最大ガイドワイヤ径 (inch)	最小適合シース径* (Fr.)	抜去可能シース径 (Fr.)
OCB-07B	100	9	0.035	12	16
OCB-08A	100	9	0.035	12	14
OCB-09A	100	7	0.035	9	12

*最小適合シースをご使用の場合、拡張後にバルーン抜去出来ません。
シースから抜去をする場合は、抜去可能シース径をご参考ください。

長年のバルーンテクノロジーの集積

AORTA BALLOON CATHETER

Lock Balloon Catheter

Honesty^{RP}
TMP Lock Balloon Catheter

- 販売名:TMPロックバルーンカテーテル
- 承認番号:21000BZZ00722000
- 一般的名称:中心循環系閉塞術用血管内カテーテル
- クラス分類:高度管理医療機器 クラスIV
- 再使用禁止
- 保険請求分類:血管内手術用カテーテル/オクリュージョンカテーテル ②特殊型

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者

株式会社 東海メディカルプロダクツ

本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者



本製品の特徴

- 1 ポリウレタン素材を用いたコンプライアントバルーン& 血流遮断に適したコシのあるカテーテルシャフト
 - 四半世紀にわたるIABPバルーンカテーテルで培った技術を採用
- 2 バルーンの迅速なイン／デフレーションタイムを実現
 - 広いバルーン拡張用ルーメンにより、迅速なバルーンの拡張・収縮が可能
- 3 ガイドワイヤーの使用が可能なコアキシャル構造
 - 0.035inchガイドワイヤー対応のガイドワイヤールーメンを採用
- 4 X線不透過素材を先端チップ及びマーカーに使用
 - 透視下でのバルーン位置確認が可能
- 5 柔軟性の高いソフト先端チップを採用
 - 血管への低侵襲性を確保。ガイドワイヤーへの追従性を向上

Lock Balloon Catheter

●不透過マーカーはバルーン近位端から約5mm離れています。

バルーンコンプライアンスチャート*

		OCB-03B			
拡張容量	23mL	25mL	35mL	40mL	
バルーン径	32mm	35mm	40mm	42mm	

Honesty^{RP}
TMP Lock Balloon Catheter

●OCB-09Aに深度マーカーはありません。
●不透過マーカーはバルーン近位端から約1mm離れています。

バルーンコンプライアンスチャート*

		OCB-07B			
拡張容量	12mL	16mL	22mL	30mL	
バルーン径	25mm	30mm	35mm	40mm	

		OCB-08A OCB-09A			
拡張容量	5mL	8mL	13mL	20mL	
バルーン径	20mm	25mm	30mm	35mm	

※上記値は参考値であり、保証するものではありません。臨床上では透視下で十分にバルーンの拡張状態を確認の上、ご使用ください。