



IABP Balloon Catheter

TOKAI 7Fr-Long

バルーンポンピング用カテーテル



株式会社
東海メディカルプロダクツ


IABP Balloon Catheter

TOKAI 7Fr-Long

承認番号：21900BZZ00018000
 販売名：TMP IABPバルーンカテーテル
 保険請求分類：バルーンパンピング用
 バルーンカテーテル
 (I)一般用標準型

仕様	
バルーン容量	35mL
バルーン全長	255mm
バルーン直径	14.5mm
カテーテル外径	7Fr
適応シース径	7Fr
適応ガイドワイヤー径	0.021inch
カテーテル有効長	850mm
製品番号	IAB-0735WL
JANコード	4562382430821

梱包内容	
本体トレー	バルーンカテーテル本体 ・ 一方栓 ・ シリンジ
付属品	7Fr7cm シースダイレータースセット(セルジンガー針・ガイドワイヤー含む) 0.021inch 240cm 3J型親水性ガイドワイヤー 活栓付圧モニターチューブ(15cm&90cm) ゲティンゲ社製駆動装置専用延長チューブ テレフレックス社・泉工社製駆動装置用延長チューブ※各社コネクタ同梱 BP3 接続用コネクタ[メラコネクタ]



改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本品のご使用に関しては、添付文書を必ずお読みください。

製造販売業者



本社/〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485
 お客様問合せ窓口：TEL.0568-54-7661 FAX.0568-87-0058
 代表：TEL.0568-81-7954 FAX.0568-81-7785
 URL：http://www.tokaimedpro.co.jp
 E-mail：info@tokaimedpro.co.jp

販売業者