




*IABP Balloon Catheter*


**TOKAI 8Fr**

バルーンポンピング用カテーテル




株式会社  
東海メディカルプロダクツ

### 仕様

バルーンサイズ			
駆動容量			
適応身長	160cmOver	160~140cm	
バルーン全長	225mm	195mm	185mm
バルーン外径	15.5mm		
シャフト外径	8Fr		
適応シース径	8Fr		
適応ガイドワイヤー径	0.028inch		
セントラルルーメン径	0.030inch		
挿入可能長	700mm		
製品番号	ACR40EX	ACR35EX	ACR30EX

### 梱包内容

本体トレー	バルーンカテーテル本体・一方栓・シリンジ (60mL)
付属品トレー	0.028inch 145cm アングル型親水性ガイドワイヤー 0.035inch 80cm アングル型親水性ガイドワイヤー 19G穿刺針・8Fr20cmシースダイレーター 活栓付圧モニターチューブ (15cm&90cm)
延長チューブ	ゲティンゲ社製駆動装置専用延長チューブ テレフレックス社・泉工社製駆動装置用延長チューブ ※各社コネクタ 同梱
BP3接続用コネクタ	メラコネクタ



本体トレー



付属品トレー



BP3接続用コネクタ[メラコネクタ]



延長チューブ(ゲティンゲ社)



延長チューブ(テレフレックス社・泉工社)

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本品のご使用に関しては、添付文書を必ずお読み下さい。

製造販売業者

販売業者



株式会社  
東海メディカルプロダクツ  
 本社/〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485  
 お客様問合せ窓口：TEL.0568-54-7661 FAX.0568-87-0058  
 代表：TEL.0568-81-7954 FAX.0568-81-7785  
 URL：http://www.tokaimedpro.co.jp  
 E-mail：info@tokaimedpro.co.jp