


MC | MICRO CATHETER

**Guidepost<sup>®</sup> SS**

S l e n d e r & S u p p o r t



## Guidepostをよりスレンダーに、より高いサポート性に


- 先端から手元が3.2FのストレートシャフトによりOPTIMO8F (ID:0.087inch) に2本挿入可能です。
- 耐キンク性、安定性の向上を実現しました。マイクロカテーテルの操作をしっかりとサポートします。※Guidepostとの比較
- ストレインリリーフの構造を短縮し、より長い有効長を実現しました。  
※Guidepostとの比較

### ■仕様

製品番号	カテーテル 有効長 (cm)	カテーテル 全長 (cm)	コーティング長 (cm)	最大耐圧 (psi) ※	JANコード
MCHD120SS	120	126			4580737311465
MCHD125SS	125	131	60	300	4580737311472
MCHD130SS	130	136			4580737311489

カテーテル外径 ディスタル/プロキシマル (Fr.[mm])	内径 ディスタル/プロキシマル (inch.[mm])	最大ガイドワイヤ径 (inch)	適合最小ガイディング カテーテル内径 (inch)
3.2/3.2 [1.05/1.05]	0.035/0.035 [0.89/0.89]	0.025	0.048

※先端開放系における耐圧となります。



- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 販売名:TMPマイクロカテーテルV    | <input type="checkbox"/> 承認番号:30300BZX00051000                  |
| <input type="checkbox"/> 一般名称:中心循環系マイクロカテーテル  | <input type="checkbox"/> クラス分類:高度管理医療機器 クラスⅣ                    |
| <input type="checkbox"/> 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | <input type="checkbox"/> 保険請求分類:血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/造影能強化型 |
| <input type="checkbox"/> 再使用禁止                |   |

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



**株式会社  
東海メディカルプロダクツ**

本社/〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <https://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail [info@tokaimedpro.co.jp](mailto:info@tokaimedpro.co.jp)

販売業者