

価 格 表

製品名:ガイドポスト SS

【保険償還価格(希望納入価格) ¥30,100】

2025 年 10 月 1 日～2026 年 3 月 31 日

製品番号	仕 様	JAN コード
MCHD120SS	ガイドポスト 有効長 120cm 外径 3.2/3.2Fr 内腔 0.035-0.035inch 先端形状ストレート	4580737311465
MCHD125SS	ガイドポスト 有効長 125cm 外径 3.2/3.2Fr 内腔 0.035-0.035inch 先端形状ストレート	4580737311472
MCHD130SS	ガイドポスト 有効長 130cm 外径 3.2/3.2Fr 内腔 0.035-0.035inch 先端形状ストレート	4580737311489

販売名 TMP マイクロカテーテル V

承認番号 30300BZX00051000

一般的名称 中心循環系マイクロカテーテル

(中心循環系ガイドイング用血管カテーテル)

保険医療材料請求分類 血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/造影能強化型

高度管理医療機器(クラスⅣ) 再使用禁止

JMDN コード 70296004

※改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

※本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。

株式会社 東海メディカルプロダクツ

〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷 1485 番地

TEL 0568-54-7661 / FAX 0568-87-0058

TMP- 2507701-01