

価 格 表

製品名: オプティモ® EPD

【保険償還価格(希望納入価格) ¥108,000】

2026 年 2 月 2 日～2026 年 3 月 31 日

製品番号	仕 様	JAN コード
BG65800	6Fr シース適応 カテーテル内径 0.058inch 100cm 有効長 先端形状ストレート	4562382436960
BG77190	7Fr シース適応 カテーテル内径 0.071inch 90cm 有効長 先端形状ストレート	4562382436977
BG88785	8Fr シース適応 カテーテル内径 0.087inch 85cm 有効長 先端形状ストレート	4580737310291
BG88790	8Fr シース適応 カテーテル内径 0.087inch 90cm 有効長 先端形状ストレート	4580737310260
BG88795	8Fr シース適応 カテーテル内径 0.087inch 95cm 有効長 先端形状ストレート	4580737310277
BG88790C	8Fr シース適応 カテーテル内径 0.087inch 90cm 有効長 先端形状ストレート FLEX タイプ	4580737310147
BG88795C	8Fr シース適応 カテーテル内径 0.087inch 95cm 有効長 先端形状ストレート FLEX タイプ	4580737310154
BG88790ST	8Fr シース適応 カテーテル内径 0.087inch 90cm 有効長 先端形状ストレート SUPPORT タイプ	4580737311434
BG99390	9Fr シース適応 カテーテル内径 0.093inch 90cm 有効長 先端形状ストレート	4562382437028
BG99390F	9Fr シース適応 カテーテル内径 0.093inch 90cm 有効長 先端形状ストレート FLEX タイプ	4562382437899
BG99395F	9Fr シース適応 カテーテル内径 0.093inch 95cm 有効長 先端形状ストレート FLEX タイプ	4562382437905

販売名 TMP オクリュージョン

承認番号 22900BZX00403000

一般的名称 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル

(中心循環系閉塞術用血管内カテーテル)

保険医療材料請求分類 血管内手術用カテーテル/オクリュージョンカテーテル/特殊型

高度管理医療機器(クラスⅣ) 再使用禁止

JMDN コード 44841004

※改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

※本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。

株式会社 東海メディカルプロダクツ

〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷 1485 番地

TEL 0568-54-7661 / FAX 0568-87-0058

TMP-1904331-06