

価格表

【希望納入価格 ￥42,100】

2026年6月1日～2028年3月31日

製品名: Prominent STIFF PC (プロマネントスティッフ PC)

カタログ No	仕 様	JAN コード
PCSF040	有効長 40 cm / コーティング長 20cm / 2.6/2.6Fr / 最大適合ガイドワイヤ径 0.014inch	4580737310529
PCSF060	有効長 60 cm / コーティング長 30cm / 2.6/2.6Fr / 最大適合ガイドワイヤ径 0.014inch	4580737310512
PCSF090	有効長 90 cm / コーティング長 30cm / 2.6/2.6Fr / 最大適合ガイドワイヤ径 0.014inch	4580737310505
PCSF110	有効長 110 cm / コーティング長 45cm / 2.6/2.6Fr / 最大適合ガイドワイヤ径 0.014inch	4580737310499
PCSF135	有効長 135 cm / コーティング長 60cm / 2.6/2.6Fr / 最大適合ガイドワイヤ径 0.014inch	4580737310482

【保険償還価格 ￥42,000】

販売名 TMP サポートカテーテルV

承認番号 30500BZX00149000

一般的名称 血管狭窄部貫通用カテーテル

保険医療材料請求分類 狭窄部貫通用カテーテル

高度管理医療機器 クラスIV 再使用禁止

JMDNコード 46916000

※改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

※本品のご使用に際しては、電子添文を必ずお読み下さい。



〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷 1485 番地

お客様問合せ窓口: TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058

代表: TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785

URL <http://www.tokaimedpro.co.jp/>

E-mail info@tokaimedpro.co.jp

TMP-2307532-05