

# 価格表

製品名:TMP サポートカテーテルⅢ

TORQ Porter®

【希望納入価格 ￥42,100】

2026年6月1日～2028年3月31日

カタログ No	仕 様	JAN コード
PC-TP1409A	有効長 90 cm / コーティング長 60cm / 2.3/2.7Fr / 最大適合ガイドワイヤ径 0.014inch	4562382437929
PC-TP1413AS	有効長 135 cm / コーティング長 60cm / 2.3/2.7Fr / 最大適合ガイドワイヤ径 0.014inch	4562382437967
PC-TP1415AS	有効長 150 cm / コーティング長 60cm / 2.3/2.7Fr / 最大適合ガイドワイヤ径 0.014inch	4562382437974

【保険償還価格 ￥42,000】

販売名 TMP サポートカテーテルⅢ

承認番号 23000BZX00221000

一般的名称 血管狭窄部貫通用カテーテル

保険医療材料請求分類 狭窄部貫通用カテーテル

高度管理医療機器 クラスⅣ 再使用禁止

JMDNコード 46916000

※改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

※本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。

株式会社 東海メディカルプロダクツ

〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷 1485 番地

TEL 0568-54-7661 / FAX 0568-87-0058

TMP-1907355-10