

YC | Y-CONNECTOR

**SMA** **CONNE**  
TMPスマートコネクタ®



**GOOD  
DESIGN**

 **TOKAI MEDICAL PRODUCTS**

# スマートな手技を形にする ニューコンセプト

**SMA**CONNNE  
TMPスマートコネクタ


## 製品仕様

| 全長(mm) | ID(mm)               | 最大耐圧(psi)            |
|--------|----------------------|----------------------|
| 88     | 3.3<br>(対応デバイス:9Fr.) | 600<br>(固定バルブが閉じた状態) |

| 製品番号 | 付属品                                  | JANコード         | 入り数 |
|------|--------------------------------------|----------------|-----|
| YC02 | インサータ / トルクデバイス / 延長チューブ / ガイドワイヤホルダ | 14562382439982 | 5   |



## アクセサリ



| No. | 品名        | 仕様                                                                                      |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | トルクデバイス   | 0.010~0.018inchガイドワイヤ対応                                                                 |
| 2   | インサータ     | 内径:0.025inch (0.018inchガイドワイヤ対応)                                                        |
| 3   | 延長チューブ    | 全長:22cm 最大耐圧:600psi                                                                     |
| 4   | ガイドワイヤホルダ | スリットA:ガイドワイヤ外径 0.36mm (0.014inch) 対応<br>スリットB:ガイドワイヤ外径 0.36~0.67mm (0.014~0.026inch) 対応 |

☐販売名:TMP Yコネクター I  
☐一般的な名称:バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ  
☐再使用禁止

☐承認番号:30400BZX00258000  
☐管理医療機器:クラスII

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



**株式会社  
東海メディカルプロダクツ**

本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058  
代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785  
URL <https://www.tokaimedpro.co.jp/>  
E-mail [info@tokaimedpro.co.jp](mailto:info@tokaimedpro.co.jp)

販売業者