

YC | Y-CONNECTOR

SMA CONNE

TMPスマートコネクタ®



**GOOD
DESIGN**

 **TOKAI MEDICAL PRODUCTS**

スマートな手技を形にする ニューコンセプト

SMA CONNE
TMPスマートコネクタ


製品仕様

全長(mm)	ID(mm)	最大耐圧(psi)
58	3.3 (対応デバイス:9Fr.)	600 (固定バルブが閉じた状態)

製品番号	付属品	JANコード	入り数
YC10	インサータ / トルクデバイス / 延長チューブ / ガイドワイヤホルダ	14580737310038	5



アクセサリ



No.	品名	仕様
1	トルクデバイス	0.010~0.018inchガイドワイヤ対応
2	インサータ	内径:0.025inch (0.018inchガイドワイヤ対応)
3	延長チューブ	全長:22cm 最大耐圧:600psi
4	ガイドワイヤホルダ	スリットA:ガイドワイヤ外径 0.36mm (0.014inch) 対応 スリットB:ガイドワイヤ外径 0.36~0.67mm (0.014~0.026inch) 対応

☐販売名:TMP Yコネクター I
☐一般的名称:バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ
☐再使用禁止

☐承認番号:30400BZX00258000
☐管理医療機器:クラスII

改良等の理由により、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。本製品を使用する際には、必ず添付文書をお読みください。

製造販売業者



**株式会社
東海メディカルプロダクツ**

本社 / 〒486-0808 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485番地

お客様問合せ窓口 TEL 0568-54-7661 FAX 0568-87-0058
代表 TEL 0568-81-7954 FAX 0568-81-7785
URL <https://www.tokaimedpro.co.jp/>
E-mail info@tokaimedpro.co.jp

販売業者